

You are now the proud owner of The Bag!

InsulinSaver's self-cooling bag is easy to use and designed to reduce the worry of everyday storage.

Specifications:

Model	Typical duration at 35 °C/95 °F	Recharging Method	Max Temperature Protection
The Bag	11 hours +	Cooling naturally below 24 °C/75 °F or refrigerating (optional)	54 °C/129 °F

How does it work?

The Bag contains a special cooling gel that activates at temperatures above 25 °C/77 °F, changing from a solid to a liquid state as it absorbs heat. When fully "spent", the gel will feel soft, almost liquid. To recharge, allow The Bag to cool naturally in an air-conditioned room or place it in a refrigerator.

How do I know it's working?

When The Bag is charged, you'll feel the gel as firm and solid. If only some solid remains in the sides of the bag, use an **InsulinSaver Smart Temperature Sensor** to monitor the temperature conditions inside the bag.

Longevity

The Bag is built to last and does not degrade over time if used as intended. For any questions or concerns, contact us at info@insulinsaver.com

Manufacturer: InsulinSaver AB,
Gunneröd 609, 472 91 Stillingsön, Sweden.
Designed in Sweden. Made in China.

Weight 350g/0.8lb. 8x20x8 cm/3.2x8x3.2 inches.
Textile is 100% Polyester. Zipper is metal.
Element is PCM. Packaging is PE. Manual is paper.
Hand wash only.

Batch: Ba02C
ManV: 1.3.8



1. Place your insulin vials or pen inside The Bag as needed.
2. Close The Bag.
3. Feel confident that your contents are better protected from heat.

What does The Bag do?

The Bag is designed to help reduce heat exposure during warm conditions.

Tips for Optimal Use

- Place an **InsulinSaver Smart Temperature Sensor** in the small side pocket inside The Bag to monitor your medication. This setup can alert you if temperatures become too high or too low, giving you added peace of mind.
- Traveling by air? The Bag is airport-friendly! Ensure the gel is in a solid state before security checks.
- Fitting issues? If The Bag feels rigid on delivery, heat it to around 50 °C/122 °F for two hours. Then mold the sides gently before use.

Warning

Always follow your medication's storage requirements. Be aware of the recommended temperature guidelines. Never place the bag containing temperature-sensitive medication in a freezer. The Bag is not a medical device and does not diagnose, treat or prevent disease. This product is not intended for children under 12 years.

Want the manual
in your language?
Scan the QR-code!



Du bist jetzt Besitzer*in von The Bag!

The Bag von Insulin Saver ist selbstkühlend, einfach zu bedienen und wurde entwickelt, um die Sorgen bei der täglichen Aufbewahrung von Insulin zu reduzieren.

Technische Daten:

Modell	Typische Dauer bei 35 °C	Lademethode	Maximaler Temperaturschutz
The Bag	11 Stunden +	Natürliches Kühlen unter 24 °C oder im Kühlschrank (optional)	54 °C

Wie funktioniert es?

The Bag enthält ein spezielles Kühlgel-Material, das sich bei Temperaturen über 25 °C aktiviert. Dabei geht das Gel von einem festen in einen weichen, flüssigeren Zustand über und absorbiert Wärme. Wenn das Gel aufgeweicht ist, fühlt es sich weich und nahezu flüssig an. Zum Aufladen lasse The Bag in einem klimatisierten Raum natürlich abkühlen oder lege sie in den Kühlschrank. Dabei wird das Gel wieder fest und ist erneut einsatzbereit.

Woran erkenne ich, dass sie funktioniert?

Wenn The Bag aufgeladen ist, fühlt sich das Gel fest an.
Wenn sich nur noch wenige feste Anteile an den Seiten der Tasche befinden, empfiehlt sich die Verwendung eines Insulin Saver Smart Temperatursensors, um die Temperaturbedingungen im Inneren der Tasche zu überwachen.

Warnung

Achte stets auf die empfohlenen Lagerungsbedingungen temperaturempfindlicher Inhalte. Lege The Bag niemals in einen Gefrierschrank.
The Bag ist kein Medizinprodukt.

1. Lege deine Insulinampullen oder Insulinpens in The Bag.
2. Schließe The Bag.
3. Dein Insulin ist nun besser vor Hitze geschützt.

Was macht The Bag?

The Bag wurde entwickelt, um die Hitzeeinwirkung bei warmen Bedingungen zu reduzieren.

Tipps zur optimalen Nutzung

- Lege einen **InsulinSaver Smart Temperatursensor** in die kleine Seitentasche von The Bag, um die Temperaturbedingungen im Inneren der Tasche zu überwachen. Mit dieser Kombination erhältst du eine Warnung, wenn die Temperaturen zu hoch oder zu niedrig werden, was dir zusätzliche Sicherheit bei der Aufbewahrung gibt.
- Reist du mit dem Flugzeug? The Bag ist flughafenfreundlich! Stelle sicher, dass sich das Gel für die Sicherheitskontrolle im festen Zustand befindet.
- Falls The Bag bei der Lieferung steif wirkt, erwärme sie für etwa zwei Stunden auf 50 °C, damit sich das Gel gleichmäßig verteilt. Forme die Seiten vorsichtig vor der ersten Nutzung.

Langlebigkeit

The Bag wurde für eine lange Lebensdauer entwickelt und zeigt bei bestimmungsgemäßer Nutzung keinen nennenswerten Verschleiß. Nur Handwäsche.
Bei Fragen oder Anliegen kontaktiere uns gerne unter **info@insulinsaver.com**