

Du er nu den stolte ejer af The Bag!

InsulinSavers selvkølede insulinpose, der er nem at bruge og reducerer stressen ved opbevaring af din medicin.

Specifikationer:

Model	Varighed ved 35°C	Genopladningsmetode	Maksimal temperaturbeskyttelse
The Bag	11+ timer	Køles naturligt under 24°C eller i køleskab (valgfrit)	54°C

Hvordan virker det?

The Bag indeholder et særligt kølegel, der aktiveres ved temperaturer over 25°C og skifter fra fast til flydende form, mens det absorberer varme. Når gelen er "opbrugt", føles den blød og næsten flydende. For at genoplade posen, lad den køle naturligt i et klimatiseret rum eller læg den i køleskabet.

Hvordan ved jeg, at det virker?

Når The Bag er opladet, føles gelen fast. Hvis der kun er lidt fast stof tilbage i siderne, brug en **InsulinSaver smart temperatursensor** for at sikre, at din insulin er beskyttet.

Advarsel

Følg altid opbevaringskravene for din medicin. Vær opmærksom på temperaturgrænserne for din medicin. Læg aldrig posen med temperaturfølsom medicin i fryseren. The Bag er ikke et medicinsk udstyr.

Designet i Sverige. Fremstillet i Kina.
Tekstil: 100% polyester. Kun håndvask.

ManV: 1.0.3

1. Placer dine insulinampuller eller pen i The Bag.
2. Luk The Bag.
3. Føl dig tryk ved, at din medicin opbevares sikkert.

Hvad gør The Bag?

The Bag holder din medicin under 30°C, selv under varme forhold.

Tips til optimal brug

- Placer en InsulinSaver Smart Temperatursensor i den lille sidelomme inde i The Bag for at overvåge opbevaringen af din medicin.
- Med denne kombination får du en advarsel, hvis medicinen har været udsat for høj/lav temperatur, hvilket giver dig større tryghed.
- Skal du ud at flyve? The Bag er godkendt til lufthavne! Sørg for, at gelen er i fast form ved sikkerhedskontrollen.
- Problemer med pasform? Hvis The Bag føles stiv ved modtagelse, varm den let op (op til 50°C) for at fordele gelen. Form siderne forsigtigt før brug.

Holdbarhed

The Bag er designet til at holde og nedbrydes ikke over tid, hvis den bruges korrekt.

Har du spørgsmål, kontakt os på info@insulinsaver.com

Fabrikant: InsulinSaver AB,
Gunneröd 609, 472 91 Stillingsön, Sweden.
www.insulinsaver.com

