

Olet nyt sen ylpeä omistaja Laukku!

InsulinSavers itsestään jäähtyvä insuliinipussi, joka on helppokäyttöinen ja vähentää lääkkeiden säilyttämisestä aiheutuvaa stressiä.

Tekniset tiedot:

Malli	Kesto 35°C:ssa	Latausmenetelmä	Suurin lämpötilasuojaus
The Bag	11 tuntia +	Luonnollinen jäähdytys alle 24°C tai jäähdytys (valinnainen)	54 °C

Miten se toimii?

Laukku sisältää erityistä jäähdytysgeelimateriaalia, joka aktivoituu yli 25°C:n lämpötiloissa ja siirtyy kiinteästä tilasta nestemäiseen tilaan imeessään lämpöä. Täysin ”käytettynä” geeli tuntuu pehmeältä, melkein nestemäiseltä. Lataaminen edellyttää, että Bag jäähtyy luonnollisesti ilmastoidussa huoneessa tai aseta se jääkaappiin.

Mistä tiedän, että se toimii?

Kun laukku on ladattu, tunnet geelin kiinteänä ja kiinteänä. Jos pussin reunoille jää vain vähän kiinteää ainetta, käytä InsulinSaver älykästä lämpötilalaitetta varmistaaksesi, että insuliinisi on suojattu.

Varoitus

Nouda aina lääkkeiden säilytysvaatimuksia. Huomioi lääkkeesi säilytyslämpötilaohjeet. Älä koskaan laita lämpötilaherkkiä lääkkeitä sisältävää pussia pakastimeen. The Bag ei ole lääkinnällinen laite.

Suunniteltu Ruotsissa. Valmistettu Kiinassa. Tekstiili on 100 % polyesteriä. Vain käsinpesu.

ManV: 1.0.3

1. Aseta insuliinipullosi tai kynä pussin sisään.
2. Sulje laukku.
3. Luota siihen, että lääkkeesi säilyvät turvallisesti.

Mitä Bag tekee?

Pussi pitää lääkkeesi alle 30°C:ssa myös kuumissa olosuhteissa.

Vinkkejä optimaaliseen käyttöön

Aseta InsulinSaver Smart Temperature Sensor -laukun pieneen sivutaskuun valvoaksesi lääkkeesi säilymistä. Tämän yhdistelmän avulla voit luottaa siihen, että saat varoituksen, jos lääke on altistunut liian korkealle/matalalle lämpötilalle, mikä antaa sinulle paljon paremman mielenrauhan sen varastoinnin suhteen.

Lentäen matkustaminen? Laukku on lentokenttäystävällinen! Varmista ennen turvatarkastuksia, että geeli on kiinteässä tilassa.

Sovitusongelmia? Jos pussi tuntuu jäykältä saapuessaan, lämmitä sitä hieman (50°C asti), jotta geeli jakautuu uudelleen. Muotoile sivut varovasti ennen käyttöä.

Pitkäikäisyys

Laukku on rakennettu kestäämään, eikä se hajoa ajan myötä, jos sitä käytetään tarkoituksenmukaisesti. Jos sinulla on kysyttävää tai huolenaiheita, ota yhteyttä osoitteeseen info@insulinsaver.com

Valmistaja: InsulinSaver AB,
Gunneröd 609, 472 91 Stillingsön, Sweden.
www.insulinsaver.com

