

Vous êtes désormais l'heureux(e) propriétaire de The Bag !

Le sac d'insuline auto-refroidissant InsulinSavers est simple d'utilisation et aide à réduire le stress lié au stockage de vos médicaments.

Spécifications :

Modèle	Durée	Activation	Protection t° max.
The Bag	+ 11 heures	Refroidissement naturel en dessous de 24°C ou réfrigérateur (optionnel)	54°C

Comment cela fonctionne-t-il ?

Le sac contient un gel réfrigérant innovant qui s'active automatiquement lorsque la température dépasse 25°C, passant de l'état solide à l'état liquide lorsqu'il absorbe la chaleur. Pour activer le sac, laissez-le refroidir naturellement dans une pièce climatisée ou placez-le au réfrigérateur.

Comment savoir s'il fonctionne ?

Lorsque la poche est chargée, le gel est ferme et solide. S'il reste du gel solide sur les côtés de la poche, utilisez le capteur de température intelligent InsulinSaver pour vous assurer que votre insuline est protégée.

Avertissement

Respectez toujours les instructions relatives à la conservation de vos médicaments. Assurez-vous de suivre les recommandations spécifiques à vos médicaments pour garantir leur efficacité et sécurité. Ne placez jamais votre poche de médicaments sensibles à la température dans le congélateur. The Bag n'est pas un dispositif médical.

Conçu en Suède. Fabriqué en Chine.
Le textile est 100 % polyester. Lavage à la main uniquement.
www.insulinsaver.com



1. Placez votre flacon d'insuline ou votre stylo dans le sac.
2. Fermez le sac.
3. Sachez que vos médicaments sont conservés en toute sécurité.

Que fait le sac ?

Le sac conserve vos médicaments à une température inférieure à 30°C, même par temps chaud.

Conseils pour une utilisation optimale

- Placez un capteur de température intelligent InsulinSaver dans la petite poche latérale de The Bag pour surveiller la conservation de vos médicaments. Grâce à cette combinaison, vous pouvez compter sur l'InsulineSaver de vous alerter si vos médicament sont à une température trop élevée ou trop basse, ce qui vous donne une plus grande tranquillité d'esprit quant à sa conservation.
- Vous voyagez en avion ? La pochette est adaptée aux aéroports ! Assurez-vous simplement que le gel est à l'état solide pour les contrôles de sécurité.
- Des problèmes d'ajustement ? Si le sac semble rigide à l'arrivée, réchauffez-le légèrement (jusqu'à 50°C) pour redistribuer le gel. Façonnez délicatement les côtés avant de remplir.

Durée de vie

The Bag est conçu pour durer. S'il est utilisé conformément aux instructions, il conservera ses propriétés de manière optimale.

Pour toute question ou problème, veuillez contacter : info@insulinsaver.com

Fabricant: InsulinSaver AB, ManV: 1.2.0
Gunneröd 609, 472 91 Stillingssön, Sweden.