

Tagad Jūs esat lepnis insulīna uzglabāšanas somas īpašnieks!

Pašdzesējoša soma insulīna uzglabāšanai, kas ir ērti lietojama un palīdz mazināt stresu, kas saistīts ar medikamentu uzglabāšanu.

Specifikācija:

Modelis	Ilgums pie 35°C	Uzlādes metode	Maksimālā temperatūras aizsardzība
The Bag	11+ stundas	Atdziest dabiski zem 24°C vai ievietojot ledusskapī (pēc izvēles).	54°C

Kā soma darbojas?

Somā ir īpašs dzesēšanas gela materiāls, kas aktivizējas temperatūrā virs 25°C un, absorbējot siltumu, pāriet no cieta stāvokļa uz šķidru. Kad gēls ir pilnībā "izlietots", tas ir mīksts, gandrīz šķidr. Lai turpinātu lietot somu, ļaujiet tai dabiski atdzist kondicionētā telpā vai ievietojiet to ledusskapī.

Kā es varu zināt, ka soma darbojas?

Somā esošais gēls ir stingrs un ciets, kad tas spēj veikt dzesēšanas funkciju. Ja maisiņa sāni sāk palikt mīksti, iesakām izmantot InsulinSaver viedo temperatūras ierīci, lai pārlicinātos, ka Jūsu insulīns ir aizsargāts.

Brīdinājums

Vienmēr ievērojiet zāļu uzglabāšanas prasības. Pārbaudiet zāļu uzglabāšanas temperatūras vadlīnijas. Nekad neieleciet maisiņu ar temperatūras jutīgām zālēm saldētavā. The Bag nav medicīniska ierīce.

Izstrādāts Zviedrijā. Ražots Ķīnā. Tekstila sastāvā ir 100% poliesters. Mazgāt tikai ar rokām



1. Ievietojiet insulīnu somā.
2. Aizveriet somu
3. Esiet pārliecināti, ka Jūsu medikamenti tiks uzglabāti droši.

Ko dara soma?

Soma uztur medikamentus temperatūrā zem 30 °C pat karstā laikā.

Padomi optimālai lietošanai

- Ievietojiet InsulinSaver viedo temperatūras sensoru somas mazajā sānu kabatiņā, lai efektīvi uzraudzītu zāļu uzglabāšanas apstākļus. Šī kombinācija nodrošina brīdinājumus, ja medikamenti ir bijuši pakļauti pārāk augstai vai zema temperatūrai, ļaujot Jums justies daudz drošāk un mierīgāk par insulīna uzglabāšanu.
- Ceļojat ar lidmašīnu? Soma ir piemērota lidostām! Pirms drošības pārbaudēm pārlicinieties, ka gēls ir cietā stāvoklī.
- FSomas formu var nedaudz pielāgot, gadījumā ja gēls atdzisis nevienmērīgi. Sasildiet somu līdz 50°C, lai gēls izkļedētos un maigi izlieciet sānus.

Ilgmūžība

Soma ir izgatavota tā, lai tā kalpotu ilgi un laika gaitā nesabojātos, ja tā tiek lietota atbilstoši paredzētajam mērķim. Ja Jums ir kādi jautājumi vai bažas, rakstiet uz info@insulinsaver.com.

Ražotājs: InsulinSaver AB,
Gunneröd 609, 472 91 Stillingsön, Sweden.
www.insulinsaver.com