

Je bent nu de trotse eigenaar van The Bag!

De InsulinSavers zelfkoelende insulinetas is gemakkelijk te gebruiken en vermindert de stress van het bewaren van je medicatie.

Specificaties:

Model	Tijdsduur	Activatie	Max. temperatuur bescherming
The Bag	11 uur +	Natuurlijke koeling onder 24°C of koelkast (optioneel)	54°C

Hoe werkt het?

The Bag bevat een speciaal koelgelmateriaal dat geactiveerd wordt bij temperaturen boven 25°C, waarbij het overgaat van vaste naar vloeibare vorm naarmate het warmte absorbeert. Om te activeren, laat je The Bag natuurlijk afkoelen in een kamer met airconditioning of plaats je hem in de koelkast.

Hoe weet ik of het werkt?

Als The Bag opgeladen is, is de gel stevig en solide. Als nog een beetje vaste gel achterblijft in de zijkanen van The Bag, gebruik dan de **InsulinSaver Smart Temperature sensor** om er zeker van te zijn dat je insuline beschermd is.

Waarschuwing

Volg altijd de voorschriften voor het bewaren van je medicatie. Wees je bewust van de richtlijnen voor het bewaren van je medicatie. Plaats uw zakje met temperatuurgevoelige medicatie nooit in de vriezer. The Bag is geen medisch hulpmiddel.

Ontworpen in Zweden. Gemaakt in China. Het textiel is 100% polyester. Alleen handwas.

ManV: 1.0.2

1. Plaats je insuline flacon of pen in The Bag
2. Sluit The Bag
3. Voel je zeker dat je medicijnen veilig worden opgeborgen

Wat doet The Bag?

The Bag houdt je medicatie onder 30°C, zelfs in warme omstandigheden.

Tips voor optimaal gebruik

- Plaats een InsulinSaver Smart Temperature Sensor in het kleine zijvakje van The Bag om de bewaring van uw medicatie te controleren. Met deze combinatie kunt u erop vertrouwen dat u een waarschuwing krijgt als de medicatie is blootgesteld aan een te hoge/lage temperatuur, waardoor u veel meer gemoedsrust krijgt over de opslag ervan.
- Reizen met het vliegtuig? Het zakje is vliegveld-vriendelijk! Zorg ervoor dat de gel in vaste toestand is voor de veiligheidscontroles.
- Pasproblemen? Als The Bag stijf aanvoelt bij aankomst, verwarm hem dan lichtjes (tot 50°C) om de gel te herverdelen. Vorm de zijkanen voorzichtig voor gebruik.

Levensduur

The Bag is gemaakt om lang mee te gaan, bij gebruik zoals voorgeschreven blijft hij zijn eigenschappen behouden.

Voor vragen of problemen kunt u contact opnemen met info@insulinsaver.com

Fabrikant: InsulinSaver AB,
Gunneröd 609, 472 91 Stillingsön, Sweden.
www.insulinsaver.com

