

Zdaj ste ponosni lastnik Torba!

InsulinSavers samohladilna vrečka za insulin, ki je enostavna za uporabo in zmanjšuje stres pri shranjevanju vaših zdravil.

Tehnični podatki:

Model	Trajanje pri 35°C	Metoda polnjenja	Maksimalna temperaturna zaščita
The Bag	11 ur +	Naravno hlajenje pod 24 °C ali hlajenje (neobvezno)	54°C

kako deluje

Torba vsebuje poseben hladilni gel material, ki se aktivira pri temperaturah nad 25 °C in prehaja iz trdnega v tekoče stanje, ko absorbira toploto. Ko bo gel popolnoma "porabljen", bo na otip mehak, skoraj tekoč.

Za ponovno polnjenje pustite, da se vrečka naravno ohladi v klimatiziranem prostoru ali jo postavite v hladilnik.

Kako vem, da deluje?

Ko je vrečka napolnjena, boste čutili, da je gel čvrst in trden. Če na straneh vrečke ostane le nekaj trdne snovi, uporabite pametno temperaturno napravo InsulinSaver, da zagotovite, da je vaš insulin zaščiten.

Opozorilo

Vedno upoštevajte svoje zahteve za shranjevanje zdravil. Upoštevajte smernice za temperaturo shranjevanja vaših zdravil. Vrečke z zdravili, občutljivimi na temperaturo, nikoli ne postavite v zamrzovalnik. The Bag ni medicinski pripomoček.

Zasnovan na Švedskem. Izdelano na Kitajskem. Tekstil je 100% poliester. Samo ročno pranje.

ManV: 1.0.2



- 1.** Viale z insulinom ali injekcijski peresnik postavite v vrečko.
- 2.** Zapri torbo.
- 3.** Bodite prepričani, da bodo vaša zdravila varno shranjena.

Kaj počne The Bag?

Vrečka ohranja vaša zdravila pod 30 °C tudi v vročih razmerah.

Nasveti za optimalno uporabo

Postavite pametni temperaturni senzor InsulinSaver v majhen stranski žep znotraj torbe, da nadzirate shranjevanje vaših zdravil. S to kombinacijo se lahko zanesete, da boste prejeli opozorilo, če je bilo zdravilo izpostavljeno previsoki/nizki temperaturi, kar vam daje veliko večjo varnost glede njegovega shranjevanja. Potujete z letalom? Torba je prijazna do letališča! Pred varnostnimi pregledi se prepričajte, da je gel v trdnem stanju. Težave s prileganjem? Če se zdi, da je vrečka ob prihodu trda, jo rahlo segrejte (do 50 °C), da se gel prerazporedi. Pred uporabo nežno oblikujte stranice.

Dolgoživost

Torba je izdelana tako, da traja in se sčasoma ne razgradi, če se uporablja, kot je predvideno.

Za vsa vprašanja ali pomisleke se obrnite na info@insulinsaver.com

Proizvajalec: InsulinSaver AB,
Gunneröd 609, 472 91 Stillingsön, Sweden.
www.insulinsaver.com