

Ahora eres el orgulloso propietario de ¡The Bag!

Bolsa de insulina autoenfriable InsulinSavers que es fácil de usar y reduce el estrés de almacenar sus medicamentos.

Presupuesto:

Modelo	Duración a 35°C	Método de recarga	Protección de temperatura máxima
The Bag	11 horas +	Enfriamiento natural por debajo de 24°C o refrigeración (opcional)	54°C

¿Cómo funciona?

La bolsa contiene un gel refrigerante especial que se activa a temperaturas superiores a los 25 °C y pasa del estado sólido al líquido a medida que absorbe el calor. Cuando se agota por completo, el gel se siente suave, casi líquido. Para recargarla, deje que The Bag se enfríe naturalmente en una habitación con aire acondicionado o colóquela en un refrigerador.

¿Cómo sé que está funcionando?

Cuando la bolsa esté cargada, notará que el gel está firme y sólido. Si solo quedan algunos sólidos en los costados de la bolsa, use un dispositivo de temperatura inteligente InsulinSaver para asegurarse de que su insulina esté protegida.

Advertencia

Respete siempre los requisitos de almacenamiento de sus medicamentos. Tenga en cuenta las pautas de temperatura de almacenamiento de sus medicamentos. Nunca coloque la bolsa que contiene medicamentos sensibles a la temperatura en un congelador. The Bag no es un dispositivo médico.

Diseñado en Suecia. Fabricado en China.
El tejido es 100 % poliéster. Lavar únicamente a mano.

ManV: 1.0.3



1. Coloque sus viales o pluma de insulina dentro de la bolsa.
2. Cierra la bolsa.
3. Siéntase seguro de que sus medicamentos se almacenarán de forma segura.

¿Qué hace The Bag?

La bolsa mantiene su medicación por debajo de los 30 °C incluso en condiciones de calor.

Consejos para un uso óptimo

Coloque un sensor de temperatura inteligente InsulinSaver en el pequeño bolsillo lateral dentro de The Bag para controlar el almacenamiento de su medicamento. Con esta combinación, puede confiar en recibir una advertencia si el medicamento ha estado expuesto a una temperatura demasiado alta o demasiado baja, lo que le brinda mucha más tranquilidad sobre su almacenamiento.

¿Viaja en avión? ¡La bolsa es apta para el aeropuerto! Asegúrese de que el gel esté en estado sólido antes de pasar los controles de seguridad.

¿Problemas de ajuste? Si la bolsa se siente rígida al recibirla, caliéntela ligeramente (hasta 50 °C) para redistribuir el gel. Moldee los lados con cuidado antes de usarla.

Longevidad

La bolsa está diseñada para durar y no se degrada con el tiempo si se usa según lo previsto.

Si tiene alguna pregunta o inquietud, contáctenos a info@insulinsaver.com

Fabricante: InsulinSaver AB,
Gunneröd 609, 472 91 Stillingssön, Sweden.