

Du är nu den stolta ägaren till The Bag!

InsulinSavers självkylande insulinväska är enkel att använda och minskar stressen med att förvara din medicin.

Specifikationer:

Modell	Varaktighet vid 35°C	Uppladdningsmetod	Max temperaturskydd
The Bag	11 timmar +	Kylning naturligt under 24°C eller i kyl (valfritt)	54°C

Hur fungerar det?

Väskan innehåller ett speciellt kylande gelmaterial som aktiveras vid temperaturer över 25°C och övergår från fast till flytande tillstånd när det absorberar värme. När den är helt "förbrukad" kommer gelén att kännas mjuk, nästan flytande. För att ladda om, låt väskan svalna naturligt i ett luftkonditionerat rum eller placera den i ett kylskåp.

Hur vet jag att det fungerar?

När The Bag är laddad kommer du att känna gelen som fast och solid. Om bara en del fast material finns kvar på påsens sidor, använd en InsulinSaver smart temperatursensor för att se till att ditt insulin är skyddat.

Varning

Följ alltid rekommendation från läkemedelstillverkaren. Placera aldrig The Bag med temperaturkänsliga mediciner i en frys. The Bag är inte en medicinteknisk produkt.

Producent: InsulinSaver AB,
Gunneröd 609, 472 91 Stillingsön, Sweden.
www.insulinsaver.com
Designad i Sverige. Tillverkad i Kina.
Textil är 100% polyester. Endast handtvätt.
ManV: 1.0.3

1. Placera ditt insulin i väskan.
2. Stäng väskan.
3. Känn dig trygg med att dina mediciner kommer att förvaras säkert.

Vad gör The Bag?

Väskan håller din medicin under 30°C, även i varma förhållanden.

Tips för optimal användning

Placera en InsulinSaver Smart

Temperatursensor i den lilla fickan inuti väskan för att övervaka förvaringen av din medicin. Med denna kombination kan du lita på att få en varning om läkemedlet har utsatts för för hög/låg temperatur, vilket ger dig lugn när det gäller förvaringen.

Ska du resa med flyg? Väskan är flygvänlig! Se till att gelén är i fast form före säkerhetskontroller.

Är väskan tråg? Om väskan känns stel, värm den något (upp till 50°C, runt 2 timmar) för att omfördela gelén. Forma sidorna försiktigt före användning.

Långt liv

Väskan är byggd för att hålla länge, och det aktiva materialet bryts inte ned med tiden.

För eventuella frågor eller funderingar, kontakta info@insulinsaver.com

